

HyCyte® 海星干细胞专研一步冻存液

HyCyte® One Step Freezing Medium For Stem Cells

货号: SCCP-R201 规格: 50 mL

▶ 产品描述

HyCyte®海星干细胞专研一步冻存液,专门针对干细胞特点研发,能降低冻存过程对干细胞膜的损伤,维持高细胞复苏率,实现干细胞高存活率的冻存和10年以上的长期保存。

产品使用方便,无需特殊设备和仪器,无需程序降温,重悬细胞后直接置于-80°C冰箱即可完成冻存。所有成分纯度高、化学特性稳定,产品配方无动物蛋白,无血清,可避免动物蛋白的污染,适合于于细胞应用。

│ 运输保存


常温运输, 2~8℃长期保存, 有效期36个月。

┃ 质检标准

- 经过严格的无菌检测、渗透压、pH检验和内毒素,确保产品不含细菌、真菌、支原体及病毒。
- 使用小鼠胚胎干细胞(Mouse ES Cells)、SD大鼠骨髓间充质干细胞(SD BMSCs)进行性能测试。

■ 细胞冻存

- 1. 常规方法收集对数期的细胞于离心管中。 按照培养细胞密度和所用细胞冻存管的大小计算所需冻存细胞数。(参考数量: 5×10^5~5×10^6 cells/mL)
- 2. 离心收集细胞。(参考离心条件: 4℃, 250 g, 离心4~6 min)。
- 3. 收集培养细胞沉淀,彻底弃去离心管中的上清液。
- 4. 加入适量的HyCyte™干细胞专研一步冻存液于离心管中。轻柔地混匀细胞,制成细胞混合液。
- 5. 将离心管中的细胞混合液分装于已标记的冻存管中, 建议每管1 mL或1.5 mL。
- 6. 立即将冻存管直接置于-80℃冰箱中(直立放置)完成"一步"冻存操作,24小时后移入液氮或者-80℃ 长期保存。



る科研加速, る工业赋够!







海星商城二维码



细胞复苏

- 1. 完全培养基预热。工作台内、准备一个15 mL离心管、加入9 mL完全培养基。
- 2. 从-80°C冰箱/液氮中取出细胞冻存管, 立即放入37°C水浴锅中快速解冻。
- 3. 待冻存管中细胞混合液完全融化后,在工作台中,向冻存管中立即加入1 mL细胞培养基,轻轻吹打,将细胞混合液从冻存管中转移至含细胞培养基的离心管中,轻轻吹打混合均匀。
- 4. 离心收集细胞(参考离心条件: 4℃, 250 g, 离心4~6 min)。
- 5. 离心后移去上清液。加入适量的新鲜细胞培养基,重悬细胞,选择合适的密度,将细胞悬液转移至事 先准备好的培养器皿中。
- 6. 镜检后, 研究者可根据各自方法和需求来进行细胞培养。

| 注意事项

- 冻存细胞重悬后, 应尽快移入到-80℃超低温冰箱。为提供复苏存活率, 室温放置时间建议不超过5分钟。
- 建议用户在使用本产品冻存原代细胞或敏感细胞前,对所冻存的细胞进行细胞冷冻保存和复苏的测试, 确认性能后再进行正式冻存。
- 本品含有DMSO, 请佩戴手套操作。使用产品时应注意无菌操作, 避免污染。
- 本产品仅用于科研实验,不可用于临床治疗。

る科研加速, る工业赋能!







海星商城二维码