

HyCyte™ 犬脂肪间充质干细胞去外泌体专用培养基

Dog Adipose-derived Mesenchymal Stem Cells (Dog ADSCs) Growth Medium Without EXO

货号: ADDG-G101E 规格: 200 mL/Kit

产品组分

| 组分 | 规格 | 保存条件 | 有效期 |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|
| Dog ADSCs Basal Medium | 176 mL | 2~8°C, 避光 | 12 months |
| HyCyte™ 无外泌体胎牛血清 | 20 mL | -20°C | 24 months |
| Penicillin-Streptomycin 双抗 | 2 mL | -20°C | 12 months |
| Glutamine 谷氨酰胺 | 2 mL | -20°C | 12 months |

NOTE: 产品冰袋冷藏运输, 所有试剂无菌分装可直接配制使用。

配制方法: FBS置于2~8°C融解。双抗和谷氨酰胺室温融解。将FBS、双抗和谷氨酰胺全部加入Basal Medium后, 混匀即为完全培养基, 可直接使用。完全培养基保存条件: 2~8°C, 避光; 配制后有效期: 3 months。

产品描述

HyCyte™ 犬脂肪间充质干细胞去外泌体专用培养基由Cas9X海星生物技术团队精心优化, 将犬脂肪间充质干细胞完全培养基中的血清成分, 通过超速离心和多次过滤, 去除其中的外泌体, 并良好地保留了血清中的营养成分, 适用于干细胞的培养。使用本产品可获取丰富的、高纯度的外泌体。

质检标准

pH: 7.2~7.4


内毒素含量: < 10 EU/mL

生物安全: 细菌、真菌、支原体检测阴性

性能测试: 通过细胞培养测试

注意事项

本产品仅用于科研实验, 不可用于临床治疗。使用产品时应注意无菌操作, 避免污染。



犬脂肪间充质干细胞-100×

为科研加速, 为工业赋能!



关注海星公众号



关注海星视频号

