


# 非洲绿猴 SV40 转化的肾细胞 (cos 7) 使用说明书

货号：TCO-C016      规格：1×10<sup>6</sup> cells/T25 培养瓶



细胞名称	非洲绿猴 SV40 转化的肾细胞
细胞别名	Cos-7; COS7; Cos7; CV-1 in Origin Simian-7
种属来源	猴
组织来源	肾
细胞形态	成纤维细胞样
生长特性	贴壁生长
培养体系	培养体系：DMEM-H +10%FBS +1%P/S 推荐使用海星配套非洲绿猴 SV40 转化的肾细胞完全培养基，货号：TCO-G016
传代比例	1:2-1:4，每 2-3 天换液一次
培养环境	气相：95%空气+5%二氧化碳，温度：37℃
冻存条件	冻存条件：60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 推荐海星 HyCyte™ 一步冻存液（即用型、无血清、无需程序降温），货号：GUCP-201 保存条件：液氮储存
安全性	所有肿瘤细胞和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性，建议在二级生物安全台内操作，并做好个人防护。
用途	仅供科研使用

为科研加速，为工业赋能！



关注海星公众号



关注海星视频号

